




Figure 1 illustrates the experimental setup. A participant is seated at a table, looking at a video screen. On the screen, a target (a small circle) is visible. The participant's hand is positioned at a starting point (a larger circle). The video screen is connected to a computer system, which is labeled 'Computer' and 'Video screen'.

Figure 1: Schematic representation of the experimental design. The figure is divided into two main sections: 'Pretest' and 'Main Experiment'. The 'Pretest' section includes a 'Pretest' box with a 'Pretest' label and a 'Pretest' box with a 'Pretest' label. The 'Main Experiment' section includes a 'Main Experiment' box with a 'Main Experiment' label and a 'Main Experiment' box with a 'Main Experiment' label.

[illegible]

检 测 报 告 说 明

一、对检测结果如有异议者，请于收到报告之日起十日内向本公司书面提出，逾期不予受理。

二、本报告无授权签字人签名，未加盖本公司检测专用章、骑缝章均无效，涂改、增删无效。

三、复印报告未重新加盖本公司检测专用章无效。

四、本报告检测结果仅对被测地点、对象及当时情况有效；由其他单位或个人采集送检的样品，仅对送检样品的检测结果负责。无法复现的样品，不受理申诉。

五、报告中所附限值标准均由客户提供。

六、无CMA标志的报告仅用于科研、教学或企业内部质量控制活动使用，不具有社会证明作用。

七、除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定时效的不
再做留样；除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期
限为六年。



地 址：南通市经济技术开发区广州路 42 号 6 楼

电 话：0513-85101816

邮 箱：jshhjc@126.com

邮 编：226000

地址:		南通高盟新材料科技有限公司	
联系人:	田会	联系电话:	18665130900
送样日期:	2024.03.29	分析日期:	2024.03.29~2024.03.01
受南通吉江环境科技有限公司委托, 了解南通高盟新材管			
执行标准: /			
备注:			

附件1:

检测类别	检测项目	
自送样	pH 值	《水质 pH 值的测定
	悬浮物	《水质 悬浮物的测定
	化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定
	氨氮	《水质 氨氮的测定

表1 检测依据、仪器

检测依据		信息及方法检出限		
电极法》 HJ 1147-2020		仪器名称	仪器	
重量法》 GB/T 11901-1989		离子计	PXSJ	
测定 重铬酸盐法》		电子天平	PX12116F	仪器编号
氏试剂分光光度法》		电热鼓风干燥箱	DHG-1016Z/H/E	检出限
以下空白		滴定管（酸式）（透明）	075A	/
		紫外可见分光光度计	5新L	4mg/L
			悦	JSHH0277
				0.025mg/L

